

FICHE TECHNIQUE

Référence	922214
Désignation	Armoire

Description :

- ✓ Panneaux mélaminés blancs hydrofuges, épaisseur 19 mm
- ✓ Portes battantes
- ✓ Equipée de 2 x4 étagères
- ✓ Modèle 2 portes avec séparation centrale
- ✓ Piètement avec 4 vérins de réglage de mise à niveau
- ✓ Dimensions (l x p x h) : 1000 x 600 x 2000 mm

Unité de vente :

1 Armoire
