


FICHE TECHNIQUE

Référence	922239
Désignation	Plaque PCR 96 puits demi-jupée



Description :

- ✓ En polypropylène vierge
- ✓ Plaque demi-jupée
- ✓ Coin coupé A12
- ✓ Compatible thermocycleurs et séquenceurs ABI – sauf bloc Fast
- ✓ Plaque à puits givrés pour une amélioration de l'intensité du signal qPCR et la sensibilité de lecture
- ✓ Exempt de RNase, DNase et ADN humain
- ✓ Non pyrogène
- ✓ Volume de travail : 200 µl
- ✓ Volume de travail : 300 µl
- ✓ Dimensions : 126 x 86 mm

Unité de vente :

50 Plaques PCR 96 puits demi-jupée