

7540

Gant à usage unique, 100 % nitrile, bleu cobalt, sans poudre, sans silicone, 240 mm de long par 0,10 mm d'épaisseur

POINTS FORTS

- Protection contre les allergies au latex de types I et IV
- Hautes performances de protection contre la pénétration et la projection de produits chimiques
- Gant chloré pour offrir plus de confort et moins d'adhésivité
- Sensation « seconde peau », texture plus douce et facilité d'enfilage
- Formulation à faible facteur de déformation pour un gant parfaitement ajusté et une réduction de la fatigue
- Finition texturée au bout des doigts pour une meilleure préhension

CARACTÉRISTIQUES

- 100 % nitrile sans plastifiant, sans poudre ni silicone
- Qualité SHOWA : AQL 0.65
- Force à la rupture : 10 N
- Allongement à la rupture (%) = 500
- Double certification : EPI et médical
- 240 mm de longueur et 0,10 mm d'épaisseur

DOUBLURE: Disponible
LONGUEUR: 240

ENDUCTION: Nitrile
THICKNESS: N/A

PRÉHENSION: Finition texturée
COULEUR: Bleu Cobalt

RÉSISTANCE AUX COUPURES (ISO): 0

SECTEURS



Soins hospitaliers /
Pharmaceutique, Verre et vitrage,
Alimentaire, Électronique,
Aérospatiale

SIZE:
5-6 / XS
6-7 / S
7-8 / M
8-9 / L
9-10 / XL

CONDITIONNEMENT

100 gants par distributeur
20 distributeurs par affaire
2000 gants par cas

STORAGE & CARE:

- Ne pas utiliser en cas d'exposition aux risques chimiques élevés, électriques ou thermiques -
Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité



EN 455

Cat. III

EN 374-2:2014



EN 374-1:2003

