

7555

Gant à usage unique, 100 % nitrile, bleu cobalt, sans poudre, sans silicone, 300 mm de long par 0,12 mm d'épaisseur

POINTS FORTS

- Protection contre les allergies au latex de types I et IV
- Hautes performances de protection contre la pénétration et la projection de produits chimiques
- Gant chloré pour offrir plus de confort et moins d'adhésivité
- Sensation « seconde peau », texture plus douce et facilité d'enfilage
- Formulation à faible facteur de déformation pour un gant parfaitement ajusté et une réduction de la fatigue
- Finition texturée au bout des doigts pour une meilleure préhension

CARACTÉRISTIQUES

- 100 % nitrile sans plastifiant, sans poudre ni silicone
- Qualité SHOWA : AQL 0.65
- Force à la rupture : 16 N
- Allongement à la rupture (%) = 500
- Double certification : EPI et médical
- 300 mm de longueur et 0,12 mm d'épaisseur

DOUBLURE: Longueur:
Disponible 300mm

ENDUCTION: Thickness:
Nitrile N/A

PRÉHENSION: Couleur:
Finition texturée Bleu Cobalt

**RÉSISTANCE
AUX
COUPURES
(ISO):**
0

SECTEURS



Soins hospitaliers /
Pharmaceutique, Verre et vitrage,
Alimentaire, Électronique,
Aérospatiale

SIZE:
5-6 / XS
6-7 / S
7-8 / M
8-9 / L
9-10 / XL

CONDITIONNEMENT
50 gants par distributeur
20 distributeurs par affaire
1000 gants par cas

STORAGE & CARE:

- Ne pas utiliser en cas
d'exposition aux risques chimiques
élevés, électriques ou thermiques -
Conserver à l'abri de la lumière et
de l'humidité



EN 455

Cat. III

EN 374-2:2014



0120

= 0.65

EN 374-1:2003

