

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	930487
<b>Désignation</b>	Cryotube 1,2 ml



### Description :

- ✓ Matériau : polypropylène de qualité médicale
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Fond : conique
- ✓ Jupe : oui
- ✓ Zone de marquage : oui
- ✓ Bouchon : bouchon rentrant
- ✓ Cryotube à pas de vis interne avec joint plat

### Certificats :

- ✓ Stérile : oui, stérilisé par rayonnement gamma
- ✓ Autoclavable : oui à 121°C
- ✓ Certifié sans RNases, DNases, ADN et pyrogènes ; BSE/TSE, sans BPA, phtalate, latex et matériaux lourds ; matériau : polypropylène qualité médicale, non cytotoxique, USP classe VI, conforme FDA ; testé 95 ka ; certificat CE

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Graduations : oui
- ✓ Températures d'utilisation : de -196°C, ne doit être utilisé que dans la phase gazeuse de l'azote liquide - à +121°C
- ✓ Centrifugeable : non
- ✓ Volume : 1,2 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h) : 12,5 x 41 mm

**Unité de vente :** 100 Cryotubes

---