

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	930488
<b>Désignation</b>	Cryotube 2ml



---

### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Stérile – exempt de DNase, RNase, pyrogènes
- ✓ Gradué avec plaque d'identification
- ✓ A pas de vis interne
- ✓ Avec joint plat (bouchon rentrant)
- ✓ Fond rond
- ✓ Avec jupe crantée permettant de bloquer le tube dans le portoir
- ✓ Volume 2 ml
- ✓ Dimensions ( $\varnothing$  x h) : 12.5 x 48 mm

### Unité de vente :

100 Cryotubes 2 ml

---