

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|-----------|
| Référence | 930489 |
| Désignation | Cryotubes |



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Gradués avec plaque d'identification
- ✓ Stériles, non pyrogènes
- ✓ Pas de vis interne avec joint plat
- ✓ Bouchon rentrant
- ✓ Volume : 2 ml
- ✓ A fond rond
- ✓ Dimensions : 12,5 x 48 mm

Unité de vente :

100 Cryotubes
