

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	930491
<b>Désignation</b>	Cryotubes



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ A fond rond
- ✓ Joint assurant une étanchéité renforcée et une meilleure sécurité
- ✓ Jupe crantée permettant de bloquer le tube dans le portoir
- ✓ Gradués avec plaque d'identification
- ✓ Stériles, non pyrogènes
- ✓ A pas de vis interne avec joint plat
- ✓ Volume : 4 ml
- ✓ Dimensions : 12,5 x 70 mm

### Unité de vente :

100 Cryotubes

---