

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	930492
<b>Désignation</b>	Cryotube 5ml



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Stérile – exempt de DNase, RNase, pyrogènes
- ✓ Gradué avec plaque d'identification
- ✓ A pas de vis interne
- ✓ Avec joint plat (bouchon rentrant)
- ✓ Fond rond
- ✓ Volume 5 ml
- ✓ Dimensions ( $\varnothing$  x h) : 12.5 x 90 mm

### Unité de vente :

100 Cryotubes 5 ml

---