

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	930515
<b>Désignation</b>	Entonnoir de cytologie



### Description :

- ✓ Pour centrifugeuse cytologie SHANDON CYTOSEP
- ✓ Utilisé pour déposer une fine couche de cellules dans une zone clairement définie d'une lame de microscopie
- ✓ Papier filtre spécialement adapté au cytosept, permet l'absorption de tout excès de liquide
- ✓ Fourni avec filtre
- ✓ Coloris du filtre : blanc
- ✓ Fourni avec capuchon pour protéger les échantillons
- ✓ Pour les échantillons de 0,5 ml – dépôt 6 mm ( 28 mm<sup>2</sup>)
- ✓ Peut être utilisé avec les clips en métal 930779

### Unité de vente :

500 Entonnoirs de cytologie