



M965-1 ENTONNOIR SIMPLE CYTOSEP™ UNIQUEMENT

Référence : M965-1

- Entonnoir unique uniquement
- Entonnoirs, base, capuchon et papier filtre vendus séparément

Fournitures pour les cyto centrifugeuses Shandon Cytospin.

Les entonnoirs de cytologie Shandon vous permettent de réutiliser ou d'acquérir des composants individuels en cas de besoin.

SPÉCIFICATIONS

Matériau	Polypropylène (PP)
CE - IVD	Oui
Qté/Paquet	50
Qté/Cs	500