

Désignation

- Plaque à puits profonds 3.5 ml 48 puits

Référence

- 930958

Unité de vente : 50



Description

- Plaques à puits profonds BioBlock™
- Conforme aux normes SBS/ANSI Grande stabilité chimique Sans RNase, DNase, Pyrogène et ADN
- Force centrifuge maximale durable jusqu'à 4000 g
- Idéales pour les applications à haut volume et à haut débit. Ces plaques hautes performances résistent aux produits chimiques et sont conçues pour une manipulation robotisée automatisée.
- 48 puits
- Fond en U
- Volume : 3.5 ml
- Dimensions : 127.8L x 85.5W x 43.6H mm
- Matière : polypropylène

