

Désignation

- Plaque à puits profonds 10ml 24 puits

Référence

- 930964

Unité de vente : 50



Description

- Plaques à puits profonds BioBlock™
- Conforme aux normes SBS/ANSI Grande stabilité chimique Sans RNase, DNase, Pyrogène et ADN
- Force centrifuge maximale durable jusqu'à 4000 g
- Idéales pour les applications à haut volume et à haut débit. Ces plaques hautes performances résistent aux produits chimiques et sont conçues pour une manipulation robotisée automatisée.
- 24 puits
- Fond en V
- Volume : 10 ml
- Dimensions : 127.5L x 85.5W x 44H mm
- Matière : polypropylène

