

Désignation

- Plaque puits profonds 4,6ml/ carré

Référence

- 930966

Unité de vente : 96



---

Description

- Plaques à puits profonds BioBlock™
- Conforme aux normes SBS/ANSI Grande stabilité chimique Sans RNase, DNase, Pyrogène et ADN
- Force centrifuge maximale durable jusqu'à 4000 g
- Idéales pour les applications à haut volume et à haut débit. Ces plaques hautes performances résistent aux produits chimiques et sont conçues pour une manipulation robotisée automatisée.
- 48 puits
- Fond en U
- Volume : 4.6 ml
- Dimensions : 127.8L x 85.5W x 41.6H mm
- Matière : polypropylène

