


# FICHE TECHNIQUE BLOUSE WEEPRO

REF : WL-BE-0X/0X



**CARACTERISTIQUES:** Blouse en film microporeux à zip avec poignets Jersey. Col Mao. Modèle sans poche. Emballage individuel sous sachet hermétique.

**MATERIAUX ET COUTURES :** Film microporeux 65 <sup>GM2</sup>  
Coutures intérieures bordées renforcées en SMS

## PROPRIETES PHYSIQUES DU TISSU

| Propriétés physiques du tissu | Méthode test | Résultats       | Classe   |
|-------------------------------|--------------|-----------------|----------|
| Résistance à l'abrasion       | EN530        | >100 cycles     | Classe 1 |
| Résistance à la flexion       | ISO 7854 B   | >100000 cycles  | Classe 6 |
| Résistance à la déchirure     | ISO 9073-4   | 61.5 N / 28.4 N | Classe 2 |
| Résistance à la traction      | ISO 13934-1  | 109 N / 47.4 N  | Classe 1 |
| Résistance à la perforation   | EN863        | 9.06 N          | Classe 1 |

## RÉSISTANCE DU TISSU À LA PÉNÉTRATION DE LIQUIDES EN ISO 6530

| Propriétés chimiques du tissu | Pénétration | Répulsion |
|-------------------------------|-------------|-----------|
| Acide sulfurique 30%          | Classe 3    | Classe 3  |
| Hydroxyde de sodium 10%       | Classe 3    | Classe 3  |
| O-Xylène                      | Classe 3    | Classe 2  |
| Butan-1-ol                    | Classe 3    | Classe 3  |

## CERTIFICATION CATEGORIE 3 TYPE PB : PROTECTION PARTIELLE DU CORPS

|   |                        |
|---|------------------------|
| Test de résistance à la poussière <b>Type PB 5</b> Selon la méthode <b>EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010</b>  | Réussi                 |
| Test de pulvérisation à faible densité <b>Type PB 6</b> Selon la méthode <b>EN 13034 : 2005 +A1: 2009</b> | Réussi                 |
| Protection contre les risques biologiques <b>EN14126 : 2003</b>   | Réussi                 |
| Protection contre les particules radioactives <b>EN1073-2 :2002</b>                                       | Classe 1               |
| Protection électrostatique lors d'une mise à terre <b>EN1149-5 :2008</b>                                  | Réussi sur les 2 faces |

## TABLEAU DES TAILLES

| Taille        | Référence WeeSafe  | Hauteur | Tour de poitrine |
|---------------|--------------------|---------|------------------|
| <b>M/L</b>    | <b>WL-BE-02/03</b> | 98 cm   | 120 cm           |
| <b>XL/XXL</b> | <b>WL-BE-04/05</b> | 107 cm  | 127 cm           |

## EMBALLAGE

|         | Unités | Poids  | Dimensions      | Volume              |
|---------|--------|--------|-----------------|---------------------|
| Carton  | 50     | 10 KG  | 45 X 28 X 50 CM | 0,063 <sup>M3</sup> |
| Palette | 1 000  | 200 KG | 80 X 120 CM     | 1.26 <sup>M3</sup>  |

## GENCOD

| CARTON | M / L | 3701012802039 | XL / XXL | 3701012802053 |
|--------|-------|---------------|----------|---------------|
| SACHET |       | 3701012802022 |          | 3701012802046 |

CODE DOUANIER : 6210109800

WeeSafe – 1 rue du Centre « Immeuble le Fujy » - 93160 Noisy le Grand Tél : + 33 (0)1 43 09 98 04  
Courriel : [contact@weesafe.fr](mailto:contact@weesafe.fr)