

# FICHE TECHNIQUE MANCHETTE WEEPRO

REF : WL-ME-00



**CARACTERISTIQUES:** Manchette avec élastique aux deux extrémités. Élastiques entunnelés afin de limiter les peluches et les contaminations

Longueur : 45 CM

**MATERIAUX ET COUTURES :** Film microporeux 65 <sup>GM2</sup>

Coutures surjetées

## PROPRIETES PHYSIQUES DU TISSU

Propriétés physiques du tissu	Méthode test	Résultats	Classe
Résistance à l'abrasion	EN530	>500 cycles	Classe 3
Résistance à la flexion	ISO 7854 B	>100000 cycles	Classe 6
Résistance à la déchirure	ISO 9073-4	45 N / 26 N	Classe 2
Résistance à la traction	ISO 13934-1	100 N / 55 N	Classe 1
Résistance à la perforation	EN863	14 N	Classe 2

## RÉSISTANCE DU TISSU À LA PÉNÉTRATION DE LIQUIDES EN ISO 6530

Propriétés chimiques du tissu	Pénétration	Répulsion
Acide sulfurique 30%	Classe 3	Classe 3
Hydroxyde de sodium 10%	Classe 3	Classe 3
O-Xylène	Classe 3	Classe 2
Butan-1-ol	Classe 3	Classe 3

## CERTIFICATION CATEGORIE 3 TYPE PB : PROTECTION PARTIELLE DU CORPS

Test de résistance à la poussière <b>Type PB 5</b> Selon la méthode <b>EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010</b>	Réussi
Test de pulvérisation à faible densité <b>Type PB 6</b> Selon la méthode <b>EN 13034 : 2005 +A1: 2009</b>	Réussi
Protection contre les risques biologiques <b>EN14126 : 2003</b>	Réussi
Protection contre les particules radioactives <b>EN1073-2 :2002</b>	Classe 1
Protection électrostatique lors d'une mise à terre <b>EN1149-5 :2008</b>	Réussi sur les 2 faces

## EMBALLAGE

	Unités	Poids	Dimensions	Volume
Carton	200	4,5 KG	50 X 25 X 22 CM	0,028 <sup>M3</sup>
Palette	10 000	225 KG	80 X 120 CM	1.40 <sup>M3</sup>

**GENCOD : 3701012801322**

**CODE DOUANIER : 6210109800**

**WeeSafe – 1 rue du Centre « Immeuble le Fujy » - 93160 Noisy le Grand Tél : + 33 (0)1 43 09 98 04**

**Courriel : [contact@weesafe.fr](mailto:contact@weesafe.fr)**

**DOMINIQUE DUTSCHER SAS**