

Désignation

- Colilert 18 pour detection coliforme et e coli en 18h dans 100ml eau

Référence

- 932804

Unité de vente : 200



Description

- Colilert-18
- Détecte simultanément les coliformes totaux et Escherichia coli dans l'eau, avec des résultats en 18 heures.
- Norme ISO : La méthode Colilert-18/Quanti-Tray est une norme ISO internationale de détection des coliformes totaux et des E. coli dans l'eau (ISO 9308-2:2012).
- Résultat confirmé en 18 heures : Les échantillons incubés pendant la nuit sont prêts à être lus le matin suivant. Permet d'importants gains de flux de travail et une grande rapidité en cas de problème de contamination.
- Sensibilité : La détection précoce de coliformes dans le système de distribution peut contribuer à la réduction de la formation d'un biofilm et des cas de contamination sporadique en amont.
- Spécificité : Réduit sensiblement les fausses alertes créées par des résultats faux positifs inexacts, ce qui crée des incertitudes et des dépenses inutiles.
- Efficacité du laboratoire : Notre certification ISO 17025 et notre conformité ISO 11133 contribuent à la simplification de vos procédures de Contrôle Qualité.

