

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	933099B
<b>Désignation</b>	Pointes Eptips Dualfilter Sealmax 50-1000 $\mu$ L



### Description :

- ✓ Protection fiable contre les liquides et anti-aérosols
- ✓ Stériles et aporygènes
- ✓ Aucun additif inhibiteur de PCR
- ✓ Protection de votre pipette contre les liquides agressifs en cas de sur-aspiration
- ✓ L'inspection continue de chaque lot de fabrication par un laboratoire indépendant assure une pureté et une qualité de haut niveau
- ✓
- ✓ Coloris bleu - pointes incolores
- ✓ Conditionnement : 10 racks x 96 pointes
- ✓ Volume 50 – 1000  $\mu$ L
- ✓ Long. 76 mm

### Unité de vente :

960 Pointes Eptips Dualfilter Sealmax 50-1000  $\mu$ L