

FICHE TECHNIQUE

Référence	933104B
Désignation	Pointes EP Dualfilter tips Sealmax 0,5-20 μ L



Description :

- ✓ PCR Clean
- ✓ Aucun additif inhibiteur de PCR
- ✓ Stériles
- ✓ Apyrogènes
- ✓ Protection fiable anti-aérosols et contre les liquides
- ✓ Protection fiable de votre pipette contre les liquides agressifs en cas de sur-aspiration
- ✓ Pointes incolores
- ✓ Concept moderne de rack mince avec couvercle refermable
- ✓ Aspect écologique amélioré grâce à une réduction de 20% de la consommation de polypropylène par rack
- ✓ Conditionnement : 10 racks x 96 pointes
- ✓ Volume 0,5 – 20 μ L
- ✓ Long. 46 mm

Unité de vente :

960 Pointes EP Dualfilter tips Sealmax 0,5-20 μ L
