

FICHE TECHNIQUE

Référence	933105B
Désignation	Pointe Dualfilter Sealmax 2-100 µL



Description :

- ✓ Protection fiable contre les liquides
- ✓ Protection fiable anti-aérosols
- ✓ Aucun additif inhibiteur de PCR
- ✓ Protection de votre pipette contre les liquides agressifs en cas de sur-aspiration
- ✓ Stérile, PCR clean, sans pyrogènes
- ✓ Coloris : incolore
- ✓ Conditionnement : 10 racks de 96 pointes
- ✓ Volume 2-100 µL
- ✓ Longueur : 53 mm

Unité de vente :

960 Pointes Dualfilter Sealmax 2-100 µL
