

## FICHE TECHNIQUE

---

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Référence</b>   | 933106B                                       |
| <b>Désignation</b> | Pointe Ep Dualfilter<br>Sealmax<br>2 - 200 µl |



---

### Description :

- ✓ Protection fiable contre les liquides et les anti-aérosols
- ✓ Aucun additif inhibiteur de PCR
- ✓ Protection de votre pipette contre les liquides agressifs en cas de sur-aspiration
- ✓ Concept moderne de rack avec couvercle refermable
- ✓ Aspect écologique amélioré grâce à une réduction de 20% de la consommation de polypropylène par rack
- ✓ PCR clean et stérile
- ✓ Coloris : jaune / pointes : incolores
- ✓ Conditionnement : 10 racks x 96 pointes
- ✓ Volume 2 - 200 µl
- ✓ Dimensions : 55 mm

### Unité de vente :

960 Pointes Ep Dualfilter Sealmax 20 – 200 µl

---