

FICHE TECHNIQUE

Référence	933107B
Désignation	Pointes EP Dualfilter tips Sealmax 20-300µL



Description :

- ✓ PCR Clean
- ✓ Aucun additif inhibiteur de PCR
- ✓ Stériles
- ✓ Apyrogènes
- ✓ Protection fiable anti-aérosols et contre les liquides
- ✓ Protection fiable de votre pipette contre les liquides agressifs en cas de sur-aspiration
- ✓ Pointes incolores
- ✓ Conditionnement : 10 racks x 96 pointes
- ✓ Volume 20 – 300 µL
- ✓ Long. 55 mm

Unité de vente :

960 Pointes EP Dualfilter tips Sealmax 20-300 µL
