

## FICHE TECHNIQUE

---

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Référence</b>   | 933236         |
| <b>Désignation</b> | Pointes epTIPS |



### Description :

- ✓ Pointes Eppendorf répondant aux plus hauts standards de qualité et de reproductibilité
- ✓ epT.I.P.S.Reloads : ensemble de 10 plateaux-recharges qu'il suffit de poser dans l'epT.I.P.S. Box
- ✓ Universelles, pour toutes pipettes
- ✓ Graduations fines
- ✓ Biopur
- ✓ Volume : 200-5000  $\mu$ l
- ✓ Longueur : 175 mm
- ✓ En racks

### Unité de vente :

5 Racks de 24 pointes

---