

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	933237B
<b>Désignation</b>	Pointe Eptips Dualfilter 0,2-5 mL



### Description :

- ✓ Un filtre à deux couches offre une double étanchéité aux aérosols et contre les biomolécules pour préserver votre pipette et votre échantillon
- ✓ Stérile et apyrogène
- ✓ Exempt d'inhibiteurs de PCR pour des résultats fiables en aval
- ✓ Le contrôle permanent de chaque lot de fabrication par un laboratoire indépendant garantit une pureté et une qualité de haut niveau
- ✓ Coloris : violet – pointes incolores
- ✓ Conditionnement : 5 racks de 24 pointes
- ✓ Volume 0,2-5 mL
- ✓ Longueur : 175 mm

### Unité de vente :

120 Pointes Eptips Dualfilter 0,2-5 mL

---