

FICHE TECHNIQUE

Référence	933360
Désignation	Laveurs- désinfecteurs



Description :

- ✓ Laveur-désinfecteur PG8583 carrosserie inox sans pompe pour eau déminéralisée
- ✓ Paniers à capacité améliorée
- ✓ Pour détergent en poudre
- ✓ Chargement frontal des paniers avec porte abattante
- ✓ Interface utilisateur ergonomique pour une utilisation confortable et rapide
- ✓ 15 programmes disponibles, 2 programmes libres et personnalisables pour une utilisation plus aisée
- ✓ Appareil à poser et encastrable sous plan de travail (livré avec dessus amovible)
- ✓ Grande cuve avec 2 niveaux de lavage : panier inférieur et panier supérieur (jusqu'à 128 flacons de laboratoire ou 98 pipettes)
- ✓ Verrouillage électronique de la porte et ouverture automatique dès 70°C
- ✓ Température maximale 93°C
- ✓ Signal acoustique en fin de programme et sécurité interruption de programme

- Poids : 74 kg
- Dimensions extérieures : H 835 x 600 x 600 mm (sans dessus H 820 mm)
- Pompe de circulation (Qmax en l/min) : 500
- Possibilité de raccordement : oui
- Entrée d'eau : 1 x eau chaude, 2 x eau froide, 1 x évacuation
- Alimentation électrique : 3 N AC 400V 50Hz

Unité de vente :

1 laveur