

## FICHE TECHNIQUE

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Référence</b>   | 933362                    |
| <b>Désignation</b> | Laveurs-<br>désinfecteurs |



### Description :

- ✓ Laveur-désinfecteur PG8583 carrosserie inox avec pompe pour eau déminéralisée
  - ✓ Paniers à capacité améliorée
  - ✓ Pour détergent en poudre
  - ✓ Chargement frontal des paniers avec porte abattante
  - ✓ Interface utilisateur ergonomique pour une utilisation confortable et rapide
  - ✓ 15 programmes disponibles, 2 programmes libres et personnalisables pour une utilisation plus aisée
  - ✓ Appareil à poser et encastrable sous plan de travail (livré avec dessus amovible)
  - ✓ Grande cuve avec 2 niveaux de lavage : panier inférieur et panier supérieur (jusqu'à 128 flacons de laboratoire ou 98 pipettes)
  - ✓ Verrouillage électronique de la porte et ouverture automatique dès 70°C
  - ✓ Température maximale 93°C
  - ✓ Signal acoustique en fin de programme et sécurité interruption de programme
- Poids : 74 kg
  - Dimensions extérieures : H 835 x 600 x 600 mm (sans dessus H 820 mm)
  - Pompe de circulation (Qmax en l/min) : 500
  - Possibilité de raccordement : oui
  - Entrée d'eau : 1 x eau chaude, 2 x eau froide, 1 x évacuation
  - Alimentation électrique : 3 N AC 400V 50Hz

### Unité de vente :

1 laveur