

FICHE TECHNIQUE

Référence	933363
Désignation	Laveurs- désinfecteurs



Description :

- ✓ Laveur-désinfecteur PG8583 carrosserie inox avec pompe pour eau déminéralisée
 - ✓ Paniers à capacité améliorée
 - ✓ Pour détergent liquide
 - ✓ Chargement frontal des paniers avec porte abattante
 - ✓ Interface utilisateur ergonomique pour une utilisation confortable et rapide
 - ✓ 15 programmes disponibles, 2 programmes libres et personnalisables pour une utilisation plus aisée
 - ✓ Appareil à poser et encastrable sous plan de travail (livré avec dessus amovible)
 - ✓ Grande cuve avec 2 niveaux de lavage : panier inférieur et panier supérieur (jusqu'à 128 flacons de laboratoire ou 98 pipettes)
 - ✓ Verrouillage électronique de la porte et ouverture automatique dès 70°C
 - ✓ Température maximale 93°C
 - ✓ Signal acoustique en fin de programme et sécurité interruption de programme
- Poids : 74 kg
 - Dimensions extérieures : H 835 x 600 x 600 mm (sans dessus H 820 mm)
 - Pompe de circulation (Qmax en l/min) : 500
 - Possibilité de raccordement : oui
 - Entrée d'eau : 1 x eau chaude, 2 x eau froide, 1 x évacuation
 - Alimentation électrique : 3 N AC 400V 50Hz

Unité de vente :

1 laveur