

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Référence | 933365 |
| Désignation | Laveurs- désinfecteurs |



Description :

- ✓ Laveur-désinfecteur PG8593 WW AD carrosserie inox
 - ✓ Pour détergent liquide uniquement
 - ✓ 2 capteurs redondants pour le réglage et le contrôle de la température
 - ✓ 16 programmes disponibles, 2 programmes libres et personnalisables pour une utilisation plus aisée
 - ✓ Appareil à poser et encastrable sous plan de travail (livré avec dessus amovible)
 - ✓ Cuve avec 2 niveaux de lavage : panier inférieur et panier supérieur (jusqu'à 128 flacons de laboratoire ou 98 pipettes)
 - ✓ Contrôle de conductivité, et de la pression de rinçage
 - ✓ Verrouillage électronique de la porte et ouverture automatique dès 70°C
 - ✓ Température maximale 93°C
 - ✓ Signal acoustique en fin de programme et sécurité interruption de programme
- Poids : 78 kg
 - Dimensions extérieures : H 835 x 600 x 600 mm (sans dessus H 820 mm)
 - Pompe de circulation (Qmax en l/min) : 500
 - Possibilité de raccordement : oui
 - Entrée d'eau : 1 x eau chaude, 2 x eau froide, 1 x évacuation
 - Alimentation électrique : 3 N AC 400V 50Hz

En option : pompe doseuse DOS K 85 – référence 933395

Unité de vente :

1 laveur