

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	933394
<b>Désignation</b>	Laveurs- désinfecteurs



### Description :

- ✓ Laveur-désinfecteur PG8583 CD carrosserie inox avec pompe pour eau déminéralisée
- ✓ Paniers à capacité améliorée
- ✓ Pour détergent liquide
- ✓ Avec dispositif de séchage
- ✓ Chargement frontal des paniers avec porte abattante
- ✓ Interface utilisateur ergonomique pour une utilisation confortable et rapide
- ✓ 16 programmes disponibles, 2 programmes libres et personnalisables pour une utilisation plus aisée
- ✓ Appareil encastrable sous plan de travail (livré sans dessus)
- ✓ Grande cuve avec 2 niveaux de lavage : panier inférieur et panier supérieur (jusqu'à 128 flacons de laboratoire ou 98 pipettes)
- ✓ Verrouillage électronique de la porte et ouverture automatique dès 70°C
- ✓ Température maximale 93°C
- ✓ Signal acoustique en fin de programme et sécurité interruption de programme

- Poids : 98 kg
- Dimensions extérieures : H 820 x 900 x 600 mm
- Pompe de circulation (Qmax en l/min) : 500
- Possibilité de raccordement : oui
- Entrée d'eau : 1 x eau chaude, 2 x eau froide, 1 x évacuation
- Alimentation électrique : 3 N AC 400V 50Hz

### Unité de vente :

1 laveur