

APLW 030/1

Panier inférieur

équipé de 6 injecteurs APLW 067 et 6 injecteurs APLW 066.

Miele

**Image
in progress**

- À utiliser uniquement sur le niveau inférieur

EAN : 4002516115915 / Référence article : 69303001D / Numéro matériel : 11104890

Catégorie de produit	
Cabines de lavage, laboratoire	•
Chariot à injection	•
Panier inférieur	•
Catégorie d'accessoire/appareil	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox Plastique
Coloris	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	12
Bouteilles [nombre]	12
Erlenmeyer [nombre]	12
Ballons [nombre]	12
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	235
Dimension extérieure, largeur nette en mm	535
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	575
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	355
Dimension extérieure, largeur brute en mm	565
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	615
Poids net en kg	4,324
Poids brut en kg	8,550
Accessoires fournis	
APLW 066 injecteur Ø 6 mm, longueur 175 mm [nombre]	6
APLW 067, injecteur Ø 6 mm, longueur 225 mm [nombre]	6

DOMINIQU...TSCHER SAS

Miele

Miele France

Miele SAS
9 avenue Albert Einstein
ZI du Coudray

93151 Le Blanc-Mesnil
Cedex BP 1000

DOMINIQUE DUTSCHER SAS