


APLW 000
 Chariot
 pour la prise en charge de verrerie de laboratoire
 sur les niveaux supérieurs.



- Équipé d'un bras de lavage intégré
- Pour divers compléments
- Dimensions de chargement : 484 x 525 mm

Détails du produit - APLW 000

EAN : 4002516115281 / Référence article : 69300000D / Numéro matériel : 11104470

Catégorie de produit	
Cabines de lavage, laboratoire	•
Catégorie d'accessoire/appareil	
PLW 6111	•
PLW 6011	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les béciers	•
Panier supérieur	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox Plastique
Coloris	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	160
Dimensions extérieures, largeur en mm	560
Dimensions extérieures, profondeur en mm	532
Poids net en kg	4,400