

APLW 013/1

Panier supérieur

équipé de 42 injecteurs APLW 051

Miele

**Image
in progress**

- À utiliser uniquement dans les niveaux supérieurs

EAN : 4002516115526 / Référence article : 69301301D / Numéro matériel : 11104610

Catégorie de produit	
Cabines de lavage, laboratoire	•
Chariot à injection	•
Panier supérieur	•
Catégorie d'accessoire/appareil	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox Plastique
Coloris	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	42
Bouteilles [nombre]	42
Erlenmeyer [nombre]	42
Ballons [nombre]	42
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	160
Dimension extérieure, largeur nette en mm	534
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	569
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	355
Dimension extérieure, largeur brute en mm	565
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	615
Poids net en kg	5,226
Poids brut en kg	7,628
Accessoires fournis	
APLW 051, injecteur Ø 4 mm, longueur 110 mm [nombre]	42

Miele

Miele France

Miele SAS
9 avenue Albert Einstein
ZI du Coudray

93151 Le Blanc-Mesnil
Cedex BP 1000

DOMINIQUE DUTSCHER SAS