

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	933923B
<b>Désignation</b>	Pointes Eptips Dualfilter Forensic 0,1-10 $\mu$ L



### Description :

- ✓ Forensic DNA Grade
- ✓ Stériles
- ✓ Exempt d'inhibiteurs de PCR pour des résultats fiables en aval
- ✓ 2 couches filtrantes assurent une double étanchéité aux aérosols et aux biomolécules pour préserver votre pipette et votre échantillon
- ✓ Coloris : gris moyen - pointes incolores
- ✓ Conditionnement : 10 racks x 96 pointes
- ✓ Concept moderne de rack mince avec couvercle refermable
- ✓ Aspect écologique amélioré grâce à une réduction de 20% de la consommation de polypropylène par rack
- ✓ Volume 0,1 – 10  $\mu$ L

### Unité de vente :

960 Pointes Eptips Dualfilter Forensic 0,1-10  $\mu$ L