

FICHE TECHNIQUE

Référence	933924B
Désignation	Pointes Eptips Dualfilter Forensic 2-20 μ L



Description :

- ✓ Forensic DNA Grade
- ✓ Stériles
- ✓ Exempt d'inhibiteurs de PCR pour des résultats fiables en aval
- ✓ 2 couches filtrantes assurent une double étanchéité aux aérosols et aux biomolécules pour préserver votre pipette et votre échantillon
- ✓ Coloris : jaune - pointes incolores
- ✓ Conditionnement : 10 racks x 96 pointes
- ✓ Concept moderne de rack mince avec couvercle refermable
- ✓ Aspect écologique amélioré grâce à une réduction de 20% de la consommation de polypropylène par rack
- ✓ Volume 2 – 20 μ L

Unité de vente :

960 Pointes Eptips Dualfilter Forensic 2-20 μ L