

FICHE TECHNIQUE

Référence	933954
Désignation	Pipette Eppendorf Research plus g variable 0,5-10 μ L gris moyen



Description :

- ✓ Pipette Eppendorf Research plus g variable 0,5-10 μ L gris moyen
- ✓ 1 canal, variable
- ✓ Avec epT.I.P.S.® Box 2.0
- ✓ Pipette mécanique à coussin d'air pour un pipetage facile, précis et ergonomique des solutions aqueuses
- ✓ Appréciez la différence de poids et de forces de pipetage : cette pipette ultralégère a été conçue selon les principes Eppendorf PhysioCare Concept®
- ✓ Réduisez la fatigue en exerçant un minimum de force pour fixer la pointe grâce à l'embout porte-cône à amortisseur de force sans compromis sur l'étanchéité de la pointe
- ✓ Profitez de forces de manipulation et d'éjection des pointes parmi les plus basses du marché des pipettes, vous aidant à réduire les contraintes exercées sur la main et le bras
- ✓ Ajustez temporairement votre pipette en quelques secondes pour une meilleure exactitude lors du pipetage de liquides difficiles comme l'éthanol ou lors du pipetage à haute altitude. Revenez à l'ajustage usine sans étalonnage
- ✓ Autoclavez toute la pipette ou seulement sa partie basse selon vos besoins et applications pour assurer une décontamination appropriée

Unité de vente :

1 Pipette