

FICHE TECHNIQUE

Référence	933955
Désignation	PIPETTE EPPENDORF RESEARCH PLUS G VARIABLE 2-20µl JAUNE



Description

- ✓ 1 canal, variable
- ✓ 2 – 20 µL, jaune
- ✓ avec epT.I.P.S.® Box 2.0
- ✓ Pipette mécanique à coussin d'air pour un pipetage facile, précis et ergonomique des solutions aqueuses
- ✓ Réduisez la fatigue en exerçant un minimum de force pour fixer la pointe grâce à l'embout porte-cône à amortisseur de force (disponible pour toutes les pipettes jusqu'à un volume de 1 mL) sans compromis sur l'étanchéité de la pointe
- ✓ Profitez de forces de manipulation et d'éjection des pointes parmi les plus basses du marché des pipettes, vous aidant à réduire les contraintes exercées sur la main et le bras
- ✓ Ajustez temporairement votre pipette en quelques secondes pour une meilleure exactitude lors du pipetage de liquides difficiles comme l'éthanol ou lors du pipetage à haute altitude. Revenez à l'ajustage usine sans étalonnage
- ✓ Autoclavez toute la pipette ou seulement sa partie basse selon vos besoins et applications pour assurer une décontamination appropriée
- ✓ Profitez d'une excellente flexibilité et faites votre choix parmi les pipettes monocanal à volume fixe ou variable ainsi que les pipettes à 8, 12, 16 et 24 canaux

Unité de vente :

1 Pipette