


Référence / <i>Part number</i>	Désignation / <i>Designation</i>	Marque / <i>Brand</i>
933953	PIPETTE EPPENDORF RESEARCH PLUS G VARIABLE 0,1-2,5µl GRIS FONCE	Eppendorf

Type de produit / *Product category*


Consommable / *Consumable*

Fabrication / *Production*


Ce produit est fabriqué à partir de 100% d'énergie renouvelable, grâce à l'accord d'achat énergétique d'Eppendorf. 

This product is manufactured with 100% renewable energy, thanks to Eppendorf's power purchasing agreement. @

Emballage / *Packaging*

Le carton utilisé pour l'emballage de ce produit est recyclé, et  70% recyclé.

Expédition / *Shipping*

Le site de production de ce produit se situe en Europe, plus précisément  en Allemagne.

The product is manufactured in Europe, more precisely in = Germany.

En savoir plus

[Le GoGreen chez Dutscher](#)

[Le développement durable chez Eppendorf](#)