

Désignation

- Eppendorf research plus g monocanal vari 1-10ml turquoise avec ech ept.i.p.s.

Référence

- 933960

Unité de vente : 1



Description

- Eppendorf Research® plus
- Avec sac d'échantillons d'epT.I.P.S.®
- Type de pipetage Système à coussin d'air
- Nombre de canaux : 1 canal
- Plage de volume : 1 – 10 mL
- Couleur : turquoise
- Incrément de volume : 0.01 mL
- Mode de fonctionnement : mécanique
- Embout porte-cône à amortisseur de force : non
- Erreur de mesure aléatoire : 500 µL: ± 1.2%; ± 6 µL
1000 µL: ± 0.6%; ± 6 µL
5000 µL: ± 0.2%; ± 10 µL
10000 µL: ± 0.15%; ± 15 µL
- Erreur de mesure aléatoire : 500 µL: ± 6%; ± 30 µL
1000 µL: ± 1%; ± 30 µL
5000 µL: ± 0.8%; ± 40 µL
10000 µL: ± 0.6%; ± 60 µL
- Autoclavable
- Consommables : epT.I.P.S.®
- Système ouvert (consommables de tiers) : oui
- Contenu de la livraison : Pipette, epT.I.P.S.® pipette tips sample bag, Operating manual, Certificate, Adjustment tool (Allen key with blue handle), Adjustment seal for temporary adjustment (x5), Grease for pipettes, Protection filter (x10), Pipette wrench

