

FICHE TECHNIQUE

Référence	933964
Désignation	PACK 2 RESEARCH PLUS G 3 PIPETTES 2-20 μ L/20-200 μ L/100-1000 μ L



Description :

- ✓ Eppendorf Research® plus, pack de 3 pipettes - 1 canal, variable : 2 – 20 μ L jaune, 20 – 200 μ L, 100 – 1 000 μ L
- ✓ Avec boîte d'epT.I.P.S.® 2.0 ou sac d'échantillons et stylo-pipette
- ✓ Pipette mécanique à coussin d'air pour un pipetage facile, précis et ergonomique des solutions aqueuses
- ✓ Appréciez la différence de poids et de forces de pipetage : cette pipette ultralégère a été conçue selon les principes Eppendorf PhysioCare Concept®
- ✓ Réduisez la fatigue en exerçant un minimum de force pour fixer la pointe grâce à l'embout porte-cône à amortisseur de force sans compromis sur l'étanchéité de la pointe
- ✓ Profitez de forces de manipulation et d'éjection des pointes parmi les plus basses du marché des pipettes, vous aidant à réduire les contraintes exercées sur la main et le bras
- ✓ Ajustez temporairement votre pipette en quelques secondes pour une meilleure exactitude lors du pipetage de liquides difficiles comme l'éthanol ou lors du pipetage à haute altitude. Revenez à l'ajustage usine sans étalonnage
- ✓ Autoclavez toute la pipette ou seulement sa partie basse selon vos besoins et applications pour assurer une décontamination appropriée.

Unité de vente :

1 Pack de 3 pipettes