

## Désignation

- Pipette Eppendorf Research plus g fixe 20µl jaune

## Référence

- 933969

Unité de vente : 1



- 
- Label ACT –
  - Type de produit Pipettes
  - Type de pipetage Système à coussin d'air
  - Nombre de canaux 1-canal
  - Plage de volume 20 µL
  - Color code jaune
  - Incrément de volume –
  - Mode de fonctionnement mécanique
  - Embout porte-cône à amortisseur de force oui
  - Erreur de mesure aléatoire 20 µL: ± 0,3%; ± 0,06 µL
  - Erreur de mesure systématique 20 µL: ± 1%; ± 0,2 µL
  - Autoclavable oui
  - Consommables epT.I.P.S.®
  - Système ouvert (consommables de tiers) oui
  - Contenu de la livraison : Pipette, manuel d'utilisation, certificat, outil d'ajustage (clé Allen avec manche bleu), scellé d'ajustage pour ajustage temporaire (x5), graisse pour pipettes, bague de blocage (pour éviter l'opération du ressort)

