

Désignation

- Pipette Eppendorf Research plus
g fixe 1000µl bleu

Référence

- 933977

Unité de vente : 1



Description

- Eppendorf Research® plus
- Type de produit Pipettes
- Type de pipetage Système à coussin d'air
- Nombre de canaux 1-canal
- Plage de volume 1 000 µL
- Color code bleu
- Incrément de volume -
- Mode de fonctionnement mécanique
- Embout porte-cône à amortisseur de force oui
- Erreur de mesure aléatoire 1000 µL: ± 0,2%; ± 2 µL
- Erreur de mesure systématique 1000 µL: ± 0,6%; ± 6 µL
- Autoclavable oui
- Consommables epT.I.P.S.®
- Système ouvert (consommables de tiers) oui
- Contenu de la livraison : Pipette, manuel d'utilisation, certificat, outil d'ajustage (clé Allen avec manche bleu), scellé d'ajustage pour ajustage temporaire (x5), graisse pour pipettes, bague de blocage (pour éviter l'opération du ressort)

