

FICHE TECHNIQUE

Référence	933980
Désignation	Micropipette 8 canaux



Description :

- ✓ Micropipette multicanaux Research Plus Eppendorf
- ✓ 8 canaux
- ✓ Légère, minimise les forces de manipulation sans réduire la robustesse
- ✓ Système de démontage/assemblage par clip pour un entretien simplifié
- ✓ Code couleur : jaune

Certificats :

- ✓ Version GLP (General Lab Product) : pour les applications autres que diagnostic humain
- ✓ Entièrement autoclavable sans démontage

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 10 – 100 µl

Unité de vente :

1 Micropipette
