

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	933983
<b>Désignation</b>	Pipette Eppendorf Research plus g 12 canaux variable 30-300µL orange



### Description :

- ✓ Pipette Eppendorf Research plus g 12 canaux variable 30-300µL orange
- ✓ Avec boîte d'epT.I.P.S.® 2.0
- ✓ Pipette mécanique à coussin d'air pour un pipetage facile, précis et ergonomique des solutions aqueuses
- ✓ Pipette ultralégère
- ✓ Réduisez la fatigue en exerçant un minimum de force pour fixer la pointe grâce à l'embout porte-cône à amortisseur de force sans compromis sur l'étanchéité de la pointe
- ✓ Profitez de forces de manipulation et d'éjection des pointes parmi les plus basses du marché des pipettes
- ✓ Ajustez temporairement votre pipette en quelques secondes pour une meilleure exactitude lors du pipetage de liquides difficiles comme l'éthanol ou lors du pipetage à haute altitude. Revenez à l'ajustage usine sans étalonnage
- ✓ Autoclavez toute la pipette ou seulement sa partie basse selon vos besoins
- ✓ Utilisez la pipette toujours dans la même position grâce à l'écran du canal.
- ✓ Augmentez votre flexibilité et supprimez des canaux individuels selon vos besoins

### Unité de vente :

1 Pipette