

Désignation

- Pipette Eppendorf Référence 2 g fixe 500µl bleu

Référence

- 934011

Unité de vente : 1



Description

- Type de produit Pipettes
- Type de pipetage Système à coussin d'air
- Nombre de canaux 1-canal
- Plage de volume 500 µL
- Color code bleu
- Incrément de volume -
- Mode de fonctionnement mécanique
- Embout porte-cône à amortisseur de force oui
- Erreur de mesure aléatoire 500 µL: ± 0,2%; ± 1 µL
- Erreur de mesure systématique 500 µL: ± 0,6%; ± 3 µL
- Autoclavable oui
- Consommables epT.I.P.S.®
- Système ouvert (consommables de tiers) oui
- Contenu de la livraison Pipette, manuel d'utilisation, certificat, scellé d'ajustage pour ajustage temporaire, scellé d'ajustage pour ajustage usine (x2), graisse pour pipettes, bague de blocage (pour éviter l'opération du ressort)

