

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	934017
<b>Désignation</b>	Micropipette 8 canaux



### Description :

- ✓ Micropipette multicanaux Reference 2 Eppendorf
- ✓ 8 canaux
- ✓ Très haute précision
- ✓ Robustesse
- ✓ Conception originale avec un seul bouton de commande pour le pipetage et l'éjection
- ✓ Affichage 4 digits pour un réglage exact des volumes
- ✓ Code couleur : jaune

### Certificats :

- ✓ Version GLP (General Lab Product) pour toutes les applications autres que diagnostic humain
- ✓ Entièrement autoclavable

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 10 – 100 µl

### Unité de vente :

1 Micropipette