

FICHE TECHNIQUE

Référence	934129
Désignation	Centrifugeuse



Description :

- ✓ Microcentrifugeuses polyvalentes 5430
- ✓ Modèle GLP, pour la recherche (pas de diagnostic)
- ✓ Compactes et très ergonomiques
- ✓ Large écran de contrôle, 5 touches d'accès rapide aux programmes principaux
- ✓ Pour centrifuger microtubes, barrettes PCR, Eppendorf tube 5 ml, tubes de type Falcon® 15/50 ml et microplaques
- ✓ Reconnaissance automatique du rotor et limitation de la vitesse
- ✓ Détecteur automatique de balourd
- ✓ Garantie : 2 ans
- ✓ Clavier tactile
- ✓ Rotor FA-45-30-11
- ✓ Capacité maximale : 6 tubes 15 ou 50 ml, 30 microtubes 1.5/2 ml, 2 microplaques
- ✓ Vitesse : 17500 rpm
- ✓ Accélération RCF : 30130 g
- ✓ Minuterie : 99h59min, fonctionnement continu
- ✓ Temps d'accélération : 14 secondes
- ✓ Temps de décélération : 15 secondes
- ✓ Affichage : digital
- ✓ Nombre de programmes : 50
- ✓ Dimensions : 330 x 420 x 250 mm
- ✓ Poids sans le rotor : 29 kg

Unité de vente :

1 Centrifugeuse