

FICHE TECHNIQUE

Référence	934133
Désignation	Centrifugeuse



Description :

- ✓ Centrifugeuse 5430R clavier tactile modèle GLP sans rotor
- ✓ Compacte et très ergonomique
- ✓ Large écran de contrôle, 5 touches d'accès rapide aux programmes principaux
- ✓ Pour centrifuger microtubes, barrettes PCR, Eppendorf tube 5 ml, tubes type Falcon 15/50 ml et microplaques
- ✓ Reconnaissance automatique du rotor et limitation de la vitesse
- ✓ Détecteur automatique de balourd
- ✓ Vitesse 30130g
- ✓ Garantie 2 ans
- ✓ Version réfrigérée, maintien de la température à 4° à vitesse maximum
- ✓ Réfrigération poursuivie après la fin du cycle
- ✓ Fonction Fast Temp Pro : mise en température de la cuve programmable
- ✓ Poids 56 kg
- ✓ Dimensions 380 x 640 x 300 mm

Unité de vente :

1 Centrifugeuse