

FICHE TECHNIQUE

Référence	934149
Désignation	Centrifuge 5810 glp 230v a-4-62 + adapter



Description :

- ✓ La Centrifuge 5810/5810 R à haute vitesse est l'une des plus petites centrifugeuses de paillasse de 3 L actuellement disponibles. Elle est le fidèle compagnon des laboratoires à débit moyen ou élevé, associant polyvalence et haute capacité pour vous permettre d'utiliser aussi bien des tubes que des plaques.
- ✓ Clavier, non réfrigérée, avec Rotor A-4-62 y compris adaptateurs pour tubes coniques 15/50 mL
- ✓ 230 V/50 – 60 Hz (EU)
- ✓ Capacité max. de tubes coniques par rotor : 36 × 15 mL/16 × 50

Unité de vente :

1 Centrifuge