

Désignation

- Centrifugeuse 5920r glp rotor s-4x1000 nacelle adapt tubes 56×15ml / 28×50ml
- Référence : 934160

Unité de vente : 1



Description

- Centrifugeuse polyvalente à haut débit et très haute capacité
- Clavier, réfrigérée, avec rotor S-4x1000
- Capacité max : 4 × 1000 mL
- Avec nacelles cylindriques et adaptateurs pour tubes coniques de 15 mL/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)
- Capacité max. des tubes coniques par rotor : 56 × 15 mL/28 × 50 mL
- Tubes de prélèvement sanguin : 196 × 13 mm / 148 × 16 mm
- Vitesse max : 21,194 × g
- Max. rpm : 13,700
- Réfrigéré : -11 °C to 40 °C

