

Désignation

- Pointes EPTIPS BOX 2.0 G 0,1-10 $\mu$ L EPQUALITY



Référence

- 934230B

Unité de vente : 96

---

**Description**

- Eppendorf Quality, 0,1 – 10  $\mu$ L
- Coloris : gris foncé, pointes incolores
- Transfert des plateaux de recharge garanti sans contamination jusqu'aux boîtes de travail stables
- Système optimisé pour pipettes multicanaux
- Recharge avec code couleur pour une identification simple des volumes et des pipettes.
- Les pointes peuvent être fixées aux pipettes depuis les plateaux de recharge
- Les boîtes et les plateaux sont autoclavables à 121 °C en vue d'un usage ultérieur
- Conditionnement : 1 boîte réutilisable  $\times$  96 pointes.

